

Cervivit-Therm Gel 150

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

B15-08/05

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Nackenbandage Cervivit-Therm Gel 150 besteht aus hautfreundlichem, weichem, elastischem Material (Polyacryl) und bietet verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in der Wärmerotherapie. Aber auch ohne akute Beschwerden kann die Halsbandage jederzeit für ein angenehmes und wohliges Körpergefühl, besonders in der kalten Jahreszeit, eingesetzt werden. Das Gelkissen kann auch unabhängig von der Bandage an anderen Körperstellen zur Kälte- und Wärmerotherapie genutzt werden.

Indikation/Wärmebehandlung

- Verspannungen im Nackenbereich

Indikation/Kältebehandlung

- Prellungen
- Stauchungen
- Zerrungen
- Ideal auch bei Muskelkater, Zahnschmerzen, Nasenbluten, Blutergüssen, Migräne und Fieber

Ideal auch für Allergiker

Da weder Schaf- noch Angorawolle verarbeitet wurde.

Gebrauchsanweisung

Die Bandage ist variabel anlegbar und wird mit einem breiten Klettverschluss geschlossen. Durch den festen Sitz des Gutes bleibt das Kissen auch bei Bewegung an der gewünschten Stelle.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Kälte

Gelkissen ca. 2 h ins Tiefkühlfach legen.

Risiken/Gegenanzeige bei Kälteanwendungen

Im Hals- und Nackenbereich keine Kälte anwenden.
Bei niedrigem Blutdruck keine kalten Kompressen benutzen.

Wärme

Gelkissen ca. 10 Minuten in 60° C - 80° C heißem Wasser erwärmen oder ca. 3 Minuten bei 150 W in der Mikrowelle erhitzen.

Wichtig, bitte beachten

- Gelkissen vor dem Erhitzen aus dem Gurt entfernen
- Vorsicht beim Wiedereinsetzen von heißen Gelkissen (Verbrennungsgefahr)
- Keine beschädigten Gelkissen benutzen
- Sollte das Gel mit der Kleidung in Berührung kommen, bitte mit klarem Wasser auswaschen
- Kinder dürfen das Gelkissen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden, da bei unsachgemäßer Anwendung sowohl Verbrennungsgefahr besteht, als auch gesundheitliche Schäden durch Kontakt mit austretendem Gel entstehen können

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Cervivit-Therm Gel 150 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

Pflegeanleitung (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand ohne Gelkissen bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügel-eisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

wohlweiß

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The neck warmer Cervivit-Therm Gel 150 made of soft, elastic and eudermic material offers miscellaneous appliances in thermotherapy. Even without acute disorders the neck warmer grants an agreeable and cosy feeling especially during the cold months. The gel pad can be used without neck warmer for cryotherapy on other body parts as well.

Indication thermotherapy

- hardening in the nape area

Indication cryotherapy

- contusion
- sprain
- distorsion
- good for stiffness after exertion, toothache, nosebleed, hematoma, migraine, fever

Ideal for allergic persons

Since no lamb's wool or angora is used.

Instructions

The neck warmer can be applied variable and is closed with the broad velcro closure. Due to the firm hold the gel pad of the Cervivit-Therm Gel 150 remains in the afflicted area while in motion.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Warning

Heat the gel pad 10 minutes by 60° C - 80° C. Or 3 minutes in the microwave oven by 150 W.

Cooling

Freeze gel pad 2 hours in the freezing compartment.

Contraindication by cryotherapy

Do not use cooled gel packs in the neck and nape area.
Do not use cold compresses with high blood pressure.

Important, read carefully

- remove gel pad prior to heating
- be careful when inserting hot gel pad to the back warmer (danger of burning)
- do not use damaged gel pads
- if the gel contacts closing wash the affected cloth with clear water
- do not hand to children without supervision of an adult, inappropriate handling of the gel pad may cause burnings as well as leaking gel may cause damages to health

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Cervivit-Therm Gel 150.

Washing instruction (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

After removal of gel pack the support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

wool white