

## Neoflex Epicon 450

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

E45-01.10

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

## GEBRAUCHSINFORMATIONEN

### Produktbeschreibung

Die **Neoflex Epicon 450** ist an der Innenseite, unter der Schnalle, mit einem Silikon-Pad ausgestattet, das durch seine Kompressionswirkung den Sehnenansatz entlastet. Die Neoflex Epicon 450 stützt den Ellbogenbereich und lindert Beschwerden und mindert das Verletzungsrisiko. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

### Indikation

- Entesopathie im Ellenbogenbereich (Tennis-oder Golferellenbogen)
- Reizzustände am Muskelursprung der Epikondylen
- Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten

### Gebrauchsanweisung

Die Epicondylitisorthese wird mit dem Silikon-Pad etwas unterhalb des Ellenbogens je nach Beschwerden auf der Innen- oder Außenseite des Gelenkes angelegt und mit Hilfe des Klettverschlusses befestigt. Das Silikon-Pad soll so platziert werden, dass es den Muskelansatz entlastet. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

### Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Epicon 450 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Orthese sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafes nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

### Pflegeanleitung ( )

Die Orthese vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

### Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

### Farbe

schwarz

## INSTRUCTION FOR USE

### Product description

The **Neoflex Epicon 450** has a silicone pad underneath the buckle at the inner side of the support. The pad induces the compression on the muscle tendon. The Neoflex Epicon 450 supports the elbow, eases pain and reduces the risk of injuries. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic. Neoprene provides high wearing comfort.

### Indications

- enthesopathy in the area of the elbow (tennis or golf elbow)
- irritations at the muscle tendon of the epicondyle
- prophylaxis during sport activities

### Instructions

Wrap the elbow support round the arm, the silicone pad should be placed slightly beneath the elbow at the inner or outer side of the joint depending on the location of discomfort to relief the muscle tendon. For the application of this product you have to follow its description and intention.

### Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Epicon 450. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

### Washing instruction ( )

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

### General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

### Color

black