

Neoflex Carpivit 410

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N41-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Handgelenkwickelbandage Neoflex Carpivit 410 gibt dem Handgelenk heilungsfördernde Wärme und einen festen Halt. Die Daumenschlaufe verhindert ein Verrutschen und der Klettverschluss sorgt für eine individuelle Anpassung. Die Neoflex Carpivit 410 bietet bei der Arbeit und beim Sport einen hohen Tragekomfort.

Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikation

- zur Prophylaxe beim Sport
- leichte rheumatische Erkrankungen
- leichte degenerative Erkrankungen
- leichte Entesopathie
- Schmerzen durch ein Karpaltunnelsyndrom
- Schmerzen nach Überlastung
- posttraumatisch
- Tendovaginitis

Gebrauchsanweisung

Der Daumen wird durch die Daumenöffnung geschoben, die Bandage um die Hand gewickelt und mit dem Klettverschluss geschlossen.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Carpivit 410 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Pflegeanleitung (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlaugung reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

Farbe

schwarz

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The wrist support Neoflex Carpivit 410 restrains the warmth and gives firm support to the wrist. The thumb loop prevents the bandage from shifting. The velcro closure allows an individual adjustment. The Neoflex Carpivit 410 grants height wearing comfort while working or during sport activities. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic. Neoprene provides high wearing comfort.

Indication

- prophylaxis during sport activities
- slight degenerative and rheumatic diseases or enthesopathy giving firm support to the wrist
- pain by carpal tunnel syndrome
- overuse injuries
- posttraumatic
- tenosynovitis

Instructions

Push the thumb through the loop and wrap the Neoflex Carpivit 410 round the wrist and close with Velcro.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: Sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Carpivit 410. In case of numbness or coldness loosen the support or take it of at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

Washing instruction (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

Color

black