

Pollicivit 420

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

P42.01.10

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die **Pollicivif 420** ist passgenau der Anatomie der Hand und des Daumens zugeschnitten. Innenliegend befindet sich eine anatomisch vorgeformte Aluminiumschiene, welche den individuellen Gegebenheiten entsprechend formschlüssig nachgerichtet werden kann. Klettverschlüsse sorgen für eine individuelle Anpassbarkeit, leichte Handhabung und einen perfekten Sitz des Hilfsmittels. Die Daumenorthese ist rechts wie links anwendbar. Die leicht und komplett anliegend anzupassende Aluminiumschiene in Verbindung mit einer Kunststoffverstärkung und die drei Größen, machen die Orthese bei den nachfolgenden Diagnosen zu einem optimalen Hilfsmittel.

Indikation

- degenerative Erkrankungen,
- Stabilisierung des Daumensattelgelenks (Daumengrundgelenk),
- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks
- postoperative oder konservative Versorgung
- Schutz gegen Überbelastung

Gebrauchsanweisung

Den Daumen in die Orthese bzw. die Orthese um die Hand legen. Den formschlüssigen Sitz der Aluminiumschiene überprüfen und der individuellen Gegebenheit entsprechend anpassen. Für eine perfekte Lagerung des Daumens ist darauf zu achten, dass die Aluminiumschiene nicht scharf geknickt wird, sondern rund und bis in die Ecken formschlüssig anliegt. Die Klettverschlüsse fest schließen.

Hinweis

Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Anpassen durch Ihren Orthopädiemechaniker oder Arzt erfolgen. Sollte in der Hand oder dem Daumen ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Orthese sofort zu lockern oder abzuliegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Bitte das Hilfsmittel nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Orthopädiefachkraft auch beim Schlafen anwenden.

Material

Nylon
Polyurethan-Schaumstoff
Polyethylen
Aluminium

Pflegeanleitung (🧼🔥🚫🧴🧴)

Das Hilfsmittel vorsichtig in milder Seifenlauge reinigen. Keine Weichspüler verwenden, da diese die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

schwarz

INSTRUCTION FOR USE

Product description

Pollicivif 420 is designed in an exactly, to the anatomy of the hand and the thumb fitting way. On the inside, there is an aluminium brace that is anatomically preformed and can be adjusted in a form-fitting manner according to the individual circumstances. Velcro fasteners provide an individual adjustment possibility, an easy handling and a perfect fit of the aid. The thumb orthosis can be used at the right and at the left hand. The aluminium brace that can be easily and completely adjusted in adjacent manner, in connection with a plastic strengthening and the three different sizes make the orthosis be an optimal aid in case of the following diagnosis.

Indications

- degenerative disease
- stabilization of the saddle articulation of the thumb (principle articulation of the thumb)
- chronic, post-traumatic or postoperative irritation in the area of the saddle articulation of the thumb
- postoperative or conservative care
- prevention against overburden

Instructions

Put the thumb into the orthosis resp. the orthosis around the hand. Check the formfitting position of the aluminium brace and adjust it according to the individual circumstances. For a perfect position of the thumb, pay attention that the aluminium brace is not hardly bent but fits form-fitting, in a round way and reaching into the corners. Close the Velcro fasteners firmly.

Notice

The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the support. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

Material

Nylon
Polyurethan sponge
Polyethylene
Aluminium

Washing instruction (🧼🔥🚫🧴🧴)

The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

black