

Hallux Valgus Night

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

HVN01_10

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Sie Spange der **Hallux Valgus Night** aus flexiblem thermoformbarem Kunststoff korrigiert Fehlstellungen der Großzehe und des Ballens. Die weiche Polsterung im Bereich der Großzehe sowie der gepolsterte Halfterriemen sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Der Klettverschluss ermöglicht eine individuelle Korrektur und Anpassung.

Indikation

- Hallux Valgus
- Ballenbildung
- Fehlstellung und Deformation der Großzehe
- konservative und postoperative Therapie

Gebrauchsanweisung

Die Nachtschiene wird an der betroffenen Zehe angelegt und mittels Klettverschluss geschlossen und der Korrekturdruck stufenlos eingestellt. Die Hallux Valgus Night ist zum Gehen nicht geeignet und kann nicht in Schuhen getragen werden. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Nachtschiene zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Nachtschiene sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen.

Material

Nylon
Plastazote®-Schaumstoff
Kunstleder

Pflegeanleitung ()

Die Schiene kann einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden.

Farbe

hautfarben

Größe

universal

INSTRUCTION FOR USE

Product description

The splint of **Hallux Valgus Night** made of thermally adjustable plastic material corrects false position of the big toe and ball of the foot. The soft padded area of the big toe and of the ball of the foot provides high wearing comfort. The Velcro® closure enables an individual correction and adjustment.

Indications

- Hallux Valgus
- ball formation of the big toe
- false position and deformation of the big toe
- conservative and postoperative therapy

Instructions

Take the bandage at the upper ends of the spirals and pull it over the knee. The silicone ring must tightly enclose the patella. Because of the movement of the soft pads, a recorection might be necessary. Use the product according to the indications and the purpose.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: Sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Hallux Valgus Night. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment.

Material

Nylon
Plastazote®
Synthetic leather

Washing instruction ()

The splint may be cleaned with a sponge and mild detergent. For drying use a towel. Do not dry in direct heat (e.g. sunlight, radiator, drier, etc.). Do not bleach or use washing sodas. Do not iron or dry clean.

Color

skin-coloured

Size

universal