

Calcavit 720 / 730

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

C72C73-08.08

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Calcavit ist ein Fersenkissen aus Silikon, welches dank seiner speziellen Visco-Elastik (Zusammensetzung des Silikons) in seiner Schlagabsorbierung einmalig ist. Daher werden durchs Gehen/Laufen bedingte Stöße auf Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert. Daraus resultieren erhebliche Entlastungen der Ferse, den Gelenken, Bändern, Muskeln und Sehnen. Calcavit Fersenkissen sind rutschfest und können in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen getragen werden.

Indikation

- zur Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Verschleiß (Arthrose): der Sprung-, Knie-, Hüft-,
- ileosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Schleimbeutelentzündung
- bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen) zur Entlastung
- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- Bei Beinlängendifferenzen bis ca. 5 mm (Ausgleich)
- nach Fersenbeinbruch

Kontraindikation

Das Anlegen und Tragen des Fersenkissens ist bei nach-folgenden Krankheitsbildern nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt durchzuführen.

- Hauterkrankungen/Verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen.
- aufgeworfene Narben
- Schwellungen
- Rötungen
- Überwärmungen

Gebrauchsanweisung

Legen Sie das Calcavit Fersenkissen so in den Schuh ein, dass es formschlüssig mit dem Fersenbereich des Schuhs abschließt. Achten Sie darauf, dass die Fersenkuppe des verwendeten Schuhs hoch genug ist, da es sonst zu schlapp Effekten kommen kann. Bitte Baumwollstrümpfe tragen.

Nebenwirkungen

Es können Schweißfüße auftreten. Durch tragen von Baumwollsocken, tägliche, gründliche, mechanische Reinigung der Füße (Wurzelbürste etc.), wenn möglich ohne Seife kann die Hautflora der Füße wieder regenerieren. In der Regel geht die Schweißbildung schon nach wenigen Tagen zurück.

Bitte fragen Sie Ihren Dermatologen (Hautarzt) oder Apotheker.

Pflegeanleitung

Unter 30° C warmen Wasser waschen und anschließend abtrocknen. Nicht wringen! Wärmequellen, scharfe Gegenstände und sonstiges vermeiden.

Farbe

transparent

INSTRUCTION FOR USE

Product description

Calcavit is a heel pad made of silicone, because of its special viscoelastic structure (composition of the silicone) it is unique concerning the bump absorption. That is why bumps on the articulation of the ankle, knee, hip and spinal column which are caused by walking/running are reduced to a minimum. The result is a considerable relief of the heel, the articulations, ligaments, muscles and tendons. The Calcavit heel pads are non-slip and can be worn in normal shoes, trainers and working shoes.

Indications

- to avoid pressure centres at the calcaneal spur
- attrition (arthrosis) of the articulation of ankle, knee and hip
- ileosacral arthrosis and arthrosis of facet articulation
- inflammation of a bursa
- to relieve artificial articulations (endoprothesis)
- pain at the Achilles tendon (achillodynia)
- in case of differences of leg length up to ca. 10 mm (balancing)
- after calcaneal fracture

Contraindication

Use and wear the heel pad only after having consulted your doctor in the following cases:

- skin disease/pain in the treated body area, especially in case of inflammation symptoms
- scar fissure
- tumescence
- reddening
- hyperthermia

Instructions

Put the Calcavit heel pad into the shoe so that it is form-fitting with the heel area of the shoe. Pay attention that the heel cap of the shoe you use is high enough because otherwise slipping effects might occur. Please wear knee-highs made of cotton.

Side effects

Sweaty feet may occur. The skin flora of the feet can regenerate by wearing knee-highs made of cotton and by daily, complete mechanical cleaning of the feet (brush etc.). Normally, after a few days the hidropoiesis already is reduced. Please ask your dermatologist or pharmacist.

Washing instruction

The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Do not use fabric softener because this affect the compression quality. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

transparent