

Carpivit-Therm 110

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

B11-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Handgelenkbandage Carpovit-Therm 110 aus weichem, hautfreundlichem, elastischem Material bietet Schutz gegen Kälte und Zugluft. Die Carpovit-Therm 110 ist ideal bei Arbeiten im Freien oder z. B. in Kühlräumen.

Sie ist leicht anzulegen und kann auch von Allergikern getragen werden, da weder Schaf- noch Angorawolle verarbeitet wurden.

Indikation

- Überlastungen
- Rheuma
- Trauma
- Distorsion

Materialzusammensetzung

Polycryl: 80 %

Elasthan: 13 %

Polyester: 7 %

Gebrauchsanweisung

Die Carpovit-Therm 110 wird um das Handgelenk gelegt und mit dem Klettverschluss geschlossen.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Carpovit-Therm 110 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Pflegeanleitung (🧼 🚰 🧴 🧺 🧻)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

wollweiß

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The wrist support Carpovit-Therm 110 made of soft eudermic and elastic material protects the wrist against cold and draft. It is optimal when working outdoor or e. g. in cold storage rooms. It is easy to apply and can be worn by allergic persons since no angora or lambs wool was used.

The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic Neoprene provides high wearing comfort.

Indication

- overuse injury
- rheumatic
- trauma
- distortion

Material composition

polyacrylic: 80 %

spandex: 13 %

polyester: 7 %

Instructions

Wrap the Carpovit-Therm 110 round the wrist and close with velcro.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Carpovit-Therm 110. In case of numbness or coldness loosen the support or take it of at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

Washing instruction (🧼 🚰 🧴 🧺 🧻)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

wool white