

## Genuvit-Therm Gel 140

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

BI 4-06/05

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

## GEBRAUCHSINFORMATIONEN

### Produktbeschreibung

Die Kniebandage Genuvit-Therm Gel 140 besteht aus hautfreundlichem, weichem, elastischem Material und bietet verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in der Wärmerotherapie. Aber auch ohne akute Beschwerden kann die Kniebandage jederzeit für ein angenehmes und wohliges Körpergefühl, besonders in der kalten Jahreszeit, eingesetzt werden. Das Gelkissen kann auch unabhängig von der Bandage an anderen Körperteilen zur Kältetherapie genutzt werden.

### Indikation/Wärmebehandlung

- Erkrankungen des rheumatischen Formkreises

### Indikation/Kältebehandlung

- Prellungen
- Verstauchungen
- Muskelkater
- Blutergüssen
- ideal auch bei Zahnschmerzen, Nasenbluten, Migräne und Fieber

### Ideal auch für Allergiker

Da weder Schaf- noch Angorawolle verarbeitet wurde.

### Gebrauchsanweisung

Die Bandage ist variabel anlegbar. Das Gel-Pack wird an der gewünschten Stelle platziert, die Bandage mit dem breiten Klebverschluss geschlossen. Durch den festen Sitz der Bandage bleibt das Kissen auch bei Bewegung immer an der gewünschten Stelle.

*Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.*

### Kälte

Gelkissen ca. 2 h ins Tiefkühlfach legen.

### Risiken/Gegenanzeige bei Kälteanwendungen

Bei niedrigem Blutdruck keine kalten Kompressen benutzen.

### Wärme

Gelkissen ca. 10 Minuten in 60° C - 80° C heißem Wasser erwärmen oder ca. 7 Minuten bei 150 W in der Mikrowelle erhitzen.

### Wichtig, bitte beachten

- Gelkissen vor dem Erhitzen aus dem Gurt entfernen
- Vorsicht beim Wiedereinsetzen von heißen Gelkissen (Verbrennungsgefahr)
- Keine beschädigten Gelkissen benutzen
- Sollte das Gel mit der Kleidung in Berührung kommen, bitte mit klarem Wasser auswaschen
- Kinder dürfen das Gelkissen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden, da bei unsachgemäßer Anwendung sowohl Verbrennungsgefahr besteht als auch gesundheitliche Schäden durch Kontakt mit austretendem Gel entstehen können

### Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Genuvit-Therm Gel 140 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

### Pflegeanleitung (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand ohne Gelkissen vorsichtig bei 30° C mit milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

### Farbe

wollweiß

## INSTRUCTION FOR USE

### Specification

The knee warmer Genuvit-Therm Gel 140 made of soft, elastic and eudermic material offers miscellaneous appliances in thermotherapy. Even without acute disorders the neck warmer grants an agreeable and cosy feeling especially during the cold months. The gel pad can be used without knee warmer for cryotherapy on other body parts as well.

### Indication thermotherapy

- rheumatic Diseases

### Indication cryotherapy

- contusion
- sprain
- distorsion
- good for stiffness after exertion, toothache, nosebleed, hematoma, migraine, fever

### Ideal for allergic persons

Since no lamb's wool or angora is used.

### Instructions

The knee warmer can be applied variable as desired and is closed with the broad velcro closure. Due to the firm hold the gel pad of the Genuvit-Therm Gel 140 remains in the afflicted area while in motion.

*For the application of this product you have to follow its description and intention.*

### Warning

Heat the gel pad 10 minutes by 60° C - 80° C. Or 7 minutes in the microwave oven by 150 W.

### Cooling

Freeze gel pad 2 hours in the freezing compartment.

### Contraindication by cryotherapy

Do not use cold compresses with high blood pressure.

### Important, read carefully

- remove gel pad prior to heating
- be careful when inserting hot gel pad to the back warmer (danger of burning)
- do not use damaged gel pads
- if the gel contacts closing wash the affected cloth with clear water
- do not hand to children without supervision of an adult, inappropriate handling of the gel pad may cause burnings as well as leaking gel may cause damages to health

### Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: sever injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Genuvit-Therm Gel 140.

### Washing instruction (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

After removal of gel pack the support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

### Color

wool white