

Neoflex Lumbovit 300

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N30-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Rückenbandage Neoflex Lumbovit 300 aus hochwertigem Neopren entlastet den Lendenwirbelbereich und lindert bzw. beugt Beschwerden vor. Sie sorgt für angenehme therapeutische Wärme. Die zwei Kunststoff- sowie die zwei Stahl- (Größe S) bzw. vier Stahlstützstäbe (Größen M und L) im Rückenbereich bieten in Verbindung mit der versetzbaren Pelotte eine optimale Unterstützung des Lumbosacral-Bereiches. Die Neoflex Lumbovit 300 ist auch für Motorradfahrer sehr gut geeignet. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikation

- Lumbago und Ischialgie
- gegen Kälteempfindlichkeit
- Entlastung der Wirbelsäule
- rheumatische Schmerzzustände
- konservativ und postoperativ bei ventraler Bauchdeckenhernie

Gebrauchsanweisung

Die Pelotte an der gewünschten Position auf der Bandage befestigen. Die Bandage um die Taille legen und mittels Gurtschnallen schließen.
Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Da die Korsettstäbe der individuellen Indikationen entsprechend anatomisch angepasst werden müssen, sollte das erste Anlegen durch Ihren Arzt oder Orthopädietechniker erfolgen. Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker. In Verbindung mit der Bandage bitte keine Salben anwenden!

Pflegeanleitung (☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖)

Die Bandage nach Entfernung der Metallschienen vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen. Vor dem Waschen unbedingt die Schienen entfernen.

Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

ersatzteile/Nachbestellung

Best. Nr. 908-904 Kunststoffstab

Best. Nr. 908-905 Stahlstab

Die Stahlstäbe können der Anatomie des Patienten angepasst werden.

Farbe

schwarz

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The Neoflex Lumbovit 300 made of high-quality neoprene supports the lower back and relieves pain and prevents further ailments. The support spends soothing therapeutic warmth. The two steel supports and two plastic supports with size S and four steel supports and two plastic supports with sizes M and L in the back area provide, in connection with the pad, optimal support to the lower back. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic Neoprene provides high wearing comfort.

Indication

- lumbago and ischialgia
- sensitivity to cold
- relief of the spinal column
- rheumatic pains
- conservative and postoperative with
- ventral abdominal wall hernia

Instructions

Attach the pad to the velcro tape inside the back of the support. Wrap the support around the waist and close with buckles.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: Open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. Since the supports have to be customised the first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Lumbovit 300. The supports of the Neoflex Lumbovit 300 can be customised mechanically to the anatomy of the patient. Do not use ointment while wearing the support.

Recommendation

It maybe advisable to wear a T-Shirt beneath the support.

Washing instruction (☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖)

After removal of the stays the support may be washed at 30° C in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

Spare parts

Order number 908-904 plastic support

Order number 908-905 steel support

The steel supports can be customised to the anatomy of the patient.

Color

black