

## Neoflex Genuvit 310

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N31-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

## GEBRAUCHSINFORMATIONEN

### Produktbeschreibung

Die Neoflex Genuvit 310 bietet durch ihren anatomischen Schnitt und die gute Passform einen guten Halt und bewirkt eine Bandunterstützung des Knies. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

### Indikation

- bei leicht akuten und chronischen Kniegelenkerkrankungen ohne wesentliche Bandinstabilität
- postoperativ
- nach leichten Sportverletzungen (Distorsion, Kontusion, Distension)
- bei Überlastungssymptomen

### Gebrauchsanweisung

Die Bandage wird mit der verstärkten Naht nach hinten über das betroffene Knie gezogen.

*Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.*

### Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Genuvit 310 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Bein ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

### Pflegeanleitung (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenflauge reinigen. Erhitzung durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

### Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

### Farbe

schwarz

## INSTRUCTION FOR USE

### Specification

The knee support Neoflex Genuvit 310 provides a secure support for the knee joint ligaments due to the anatomical shape and good fitting. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic Neoprene provides high wearing comfort.

### Indication

- slight acute and chronic knee disorders without considerable ligament instability
- postoperative
- following slight sport injuries (distortion, contusion, distention)
- overuse symptoms

### Instructions

Pull the support over the afflicted knee and place the reinforced seam at the back of the leg.

*For the application of this product you have to follow its description and intention.*

### Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Genuvit 310. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

### Washing instruction (☞ ☒ ☒ ☒ ☒)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

### General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

### Color

black