

Neoflex Epicon 480

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N48-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Ellenbogenstütze Neoflex Epicon 480 aus Neopren ist auf die Anatomie des Armes zugeschnitten. Im Bereich der Epikondylen befindet sich ein Zuggurt, unter dem zwei versetzbare Neopren-Pads auf Klebband angebracht sind, die durch die Kompressionswirkung den Sehnenansatz entlasten. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikation

- Entesopathie im Ellenbogenbereich (Tennis- oder Golferellenbogen)
- nach Trauma und leichter Verletzung
- Entzündungen
- Bursitis (Schleimbeutelentzündung des Ellenbogens)
- postoperativ und zur Nachbehandlung schwerer Verletzungen
- degenerative Veränderungen des Ellenbogengelenks
- Überlastungserscheinungen

Gebrauchsanweisung

Die Bandage wird mit der verstärkten Naht an der Arminnenseite über den Ellenbogen gezogen. Die Neopren-Pads werden auf den Epikondylen, auf der Außenseite des Gelenks positioniert, um den Muskelansatz zu entlasten. Der Klettverschluss wird durch die Schnalle geführt, zurückgezogen und befestigt. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Epicon 480 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Pflegeanleitung (☞ ☒ ☓ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

Farbe

schwarz

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The elbow support fits perfectly to the anatomy of the arm. In the area of the epicondyles a velcro strap is attached. Under the velcro strap there are two moveable neopren pads on velcro tape. The neopren pads induce a compression to relieve the muscle tendon. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic. Neoprene provides high wearing comfort.

Indication

- enthesopathy in the area of the elbow (tennis or golf elbow)
- following trauma and slight injuries
- bursitis
- postoperative and for after-treatment following serious injuries
- degenerative deformans of the elbow joint
- overuse pain

Instructions

Pull the support over your elbow and place the reinforced seam at the inner side of your arm. The neopren pads should be placed. Close by tearing the velcro through the buckle first and then backward. Attach tape to its counterpart.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Epicon 480. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

Washing instruction (☞ ☒ ☓ ☒ ☒)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

Color

black