

Neoflex Malleovit 530

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N53-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Die Fußknöchelbandage Neoflex Malleovit 530 aus Neopren bietet dem Fußgelenk sicheren Halt. Die seitlichen Silikon-Pads dienen der Kompressionsverstärkung und ermöglichen eine sichere Lagerung der Knöchel. Die Malleovit 530 gewährleistet eine Bandunterstützung durch optimale Lagerung des Sprunggelenkes. Ferse und Zehenbereich sind ausgespart. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikation

- Distorsion des Sprunggelenkes mit lateralen oder medialen Bandläsionen
- Kontusion (Prellungen)
- bei Schmerzzuständen
- Arthrose
- nach Gipsabnahme

Gebrauchsanweisung

Die Malleovit 530 wird wie ein Strumpf angezogen. Auf korrekten Sitz der Silikon-Pads (Pelotten) unterhalb der Innen- und Außenknöchelspitze ist zu achten.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Malleovit 530 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Bein ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Pflegeanleitung (☞ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrisse durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

Farbe

schwarz

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The ankle support Neoflex Malleovit 530 made of Neoprene gives secure support to the ankle. For an increase of compression lateral silicone pads provides a secure positioning of the ankle. The Neoflex Malleovit 530 grants a support of ligaments due to the optimal positioning of the ankle joint. Heel and toe area are open. The perforated Neoprene keeps the body heat. It is moisture repellent, breathable, eudermic Neoprene provides high wearing comfort.

Indication

- distorsion of ankle joint with slight lateral and medial Ligament problems caused by ligament lesion
- contusion
- pain condition
- arthrosis
- after removal of plaster cast

Instructions

Pull the support over the afflicted ankle like a sock. Take care that the pads are positioned directly underneath the in- and outside knuckle.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Malleovit 530. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

Washing instruction (☞ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

Color

black