

ParadiSol 700

Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.
0800-6773361

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com

Material- und Farbänderungen vorbehalten

N7-0605

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Produktbeschreibung

Der Schwangerschaftsgurt ParadiSol 700 unterstützt den Bauch, verlagert das Gewicht und entlastet so die Wirbelsäule. Der Schwangerschaftsgurt wird aus einem hautfreundlichen Material hergestellt, auf dem der Klettverschluss stufenlos geschlossen werden kann, so dass der Schwangerschaftsgurt in der Regel während der ganzen Schwangerschaft dem wachsenden Bauchumfang anpassbar ist.

Er gewährleistet in allen Schwangerschaftsphasen eine optimale Unterstützung des Bauches, insbesondere bei fortgeschrittener Schwangerschaft ermöglicht er größere Bewegungsfreiheit.

Nach der Schwangerschaft wird die Rückbildung des Bauchgewebes unterstützt.

Anwendungsgebiete

- zur Entlastung des Rückens
- zur Prophylaxe von Bandscheibenvorfällen

Gebrauchsanweisung

Der Gurt wird mit der breiten Vorderseite an der Unterseite des Bauches angelegt und im Rücken mit dem Klettband geschlossen.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der ParadiSol 700 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker.

In Verbindung mit der Bandage bitte keine Salben anwenden!

Pflegeanleitung (🧼 🚫 🧴 🧴 🧴)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

weiß

INSTRUCTION FOR USE

Specification

The maternity belt ParadiSol 700 supports the belly, shifts the weight and relieves the spine. It is made from eudermic fabric on which the belt can be closed variable. Therefore the maternity belt can be worn, in most cases, throughout the whole pregnancy. During the complete pregnancy an optimal support is granted and the freedom of movement is increased. After the birth of child the back formation of the tissue is supported.

Indication

- support for the spine
- prophylaxis by herniated nucleus pulposus

Instructions

Place the broad front part beneath the abdomen and close with velcro closure in the back.

For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: Open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the ParadiSol 700. Do not wear the support while sleeping. Do not use ointment while wearing the support.

Washing instruction (🧼 🚫 🧴 🧴 🧴)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

white