


## Wundstulpe silver

### Orpedo

Orthopedics Company KG  
Lietzenburger Str. 75  
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00  
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
Mail : [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)



Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

# GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 04/2015

## Produktbeschreibung

Die WundStulpe silver ist ein Wundheilsschlauchverband mit einem Silberanteil und ist für den universellen Einsatz geeignet. Die Stulpe ist ein nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität. Silberfäden sind in den Stoff eingearbeitet. Die WundStulpe silver ist in seiner Beschaffenheit einzigartig. Die eingearbeiteten Silberfäden fördern die Wundheilung in dem die Blutzirkulation angeregt wird. Die Sauerstoffzufuhr wird ebenfalls erhöht. Silber hat eine antibakterielle Wirkung. Die Gefahr der Infektion wird verringert bzw. ganz aufgehoben. Die Elastizitätsspanne sorgt dafür, dass sie am Kopf, Arm, Bein und Fuß individuell angelegt werden kann. Der Stoff geht nach jeder Dehnung wieder in den Ursprungszustand zurück. Es ist ideal für Unter- und Überzüge, für ruhigstellende Verbände, Extensionsverbände und vieles mehr. Die Wundheilstulpe hebt sich von anderen Schlauchverbänden insbesondere durch die eingearbeiteten Silberfäden ab. Die Schlauchverbände lockern sich nicht bei mechanischer Beanspruchung ab. Bestimmte Hautveränderungen werden geschützt und im Heilungsprozess unterstützt.

## Indikation

- Narben
- Dermatitis
- Haut- und Fußekzeme
- Sterilisation

## Kontraindikation / Anwendungsrisiken

Bisher nicht bekannt.

## Gebrauchsanweisung

Der Verband wird individuell nach Bedarf zugeschnitten und an die betroffene Stelle gestülpt. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

## Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachmann erfolgen. Bitte halten sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Orthopädiefachkraft.

## Pflegeanleitung

Die Stulpe vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Keine Weichspüler verwenden, da diese die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o.ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

## Farbe

graumelange

# INSTRUCTION FOR USE

Status: 04/2015

## Product description

The tunnel bandage TraumaGauntlet is partially made from silver and can be used universally. The knitted material is seamless and offers high elasticity - lengthwise as well as crosswise. TraumaGauntlet silver is unique. Applied silver threads do maintain the healing of wounds by encouraging circulation. It also encourages oxygen supply. As silver is an excellent disinfection, inflammations can be diminished or prevented. The material is extremely flexible and therefore allows various applications. It can be applied easily to any affected area as to head, arm, leg and foot. After usage the bandage always achieves its original shape and elasticity. It can be applied underneath as well as outside. It suits fine for immobilizing and extension bandages etc. Its fabricated silver threads set TraumaGauntlet silver 400 apart from any other tunnel bandage in the market. The bandage keeps elasticity even under strong mechanic pressure. It supports the healing process of wounds and protects from skin disease.

## Indication

- scars
- dermatitis
- eczema of skin and feet
- sterilisation

## Contraindication

Unknown.

## Instructions

The support will be cut to size according to the individual requirement and then be put over the affected area. For the application of this product you have to follow its description and intention.

## Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist and pharmacist to ensure the correct fitting of the TraumaGauntlet silver. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

## Washing instruction

The support might be washed in mild detergent at a temperature of 30 C (86 F). Please do not use any softeners. Otherwise the fabric will loose its compression effect. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

## Colour

grey melange